

ПАСПОРТ
на медицинское изделие

Наименование: **Экзофтальмометр**
Модель: **ALMAS YZ9**
Серийный номер: **№ _____**
Год выпуска: **2025**
Производитель: **66 Vision Tech Co., Ltd., Китай**

1. Технические характеристики

Измерение выступающего глазного яблока	0-35 мм
Цена деления шкалы измерения выступающего глазного яблока	1 мм
Измерение расстояния между наружными углами глазниц	80-120 мм
Цена деления шкалы регулировки между наружными углами глазниц	1 мм
Количество призм	2 шт.
Основание призмы	прямоугольный треугольник
Размеры основания призмы	40 х 40 х 56,5 мм
Размер экзофтальмометра	240 х 68 х 23,5 мм
Вес экзофтальмометра	210 г
Размер кейса	260 х 115 х 35 мм
Вес с кейсом	420 г

2. Комплект поставки:

- Экзофтальмометр - 1 шт.
- Кейс для транспортировки и хранения - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

3. Соответствие нормативным документам

ГОСТ Р 50444-92; ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ 31214-2016, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2015, ГОСТ 31209-2003, ГОСТ 4011-72, ГОСТ 31870-2012

Регистрационное удостоверение РЗН 2020/12447 от 07.11.2023, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

4. Дата поставки, печать и подпись Поставщика

«_____» _____ 2025 г.

М.П. _____ /Иванидзе Н.В./

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данным талоном ООО «ИнтерОПТИК-Сервис» обязуется произвести бесплатный ремонт и замену вышедших из строя элементов в течение гарантийного срока **12 месяцев** с даты продажи потребителю.

Наименование оборудования:	Экзофтальмометр
Модель:	ALMAS YZ9
Серийный номер:	
Год выпуска:	2025

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Настоящая гарантия выдается в дополнение к конструктивным и иным правам потребителя, установленным законодательством РФ.
2. Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного Акта сдачи-приемки оборудования и гарантийного талона с указанием серийного номера, даты поставки, гарантийного срока, печатью представителя фирмы-производителя.
3. Настоящий талон дает право на бесплатную диагностику и устранение неисправностей, возникших по вине производителя. В том случае, если неисправность возникла не по вине производителя, владелец талона обязан оплатить услуги по проведенной диагностике в соответствии с утвержденными тарифами.
4. Настоящая гарантия недействительна если:
 - 4.1. Нарушены правила хранения, транспортировки и эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации (прилагается к изделию);
 - 4.2. Изделие несет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта изделия в неуполномоченном сервисном центре;
 - 4.3. Обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - 4.4. Имеются механические повреждения;
 - 4.5. Имеются повреждения, вызванные пожаром, молнией или другими действиями непреодолимой силы.

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания обращайтесь в

ООО "ИнтерОПТИК-Сервис"

Адрес: 127434, Москва, ул. Дубки 4.

Тел. 8 (495) 225-44-38, E-mail: info@inter-optic.ru

Общие меры предосторожности при работе с медицинским изделием:

- Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте прилагаемое руководство по эксплуатации.
- Пользоваться данным изделием должен только врач или квалифицированный персонал, прошедший обучение.
- Регулярно проводите чистку линз согласно инструкциям, описанным в руководстве по эксплуатации (прилагается к изделию).
- Не подвергайте изделие воздействию агрессивных сред, высоких или низких температур.
- При обнаружении неисправности изделия составьте отчет и свяжитесь с представителем фирмы-производителя.

Дата поставки, печать и подпись представителя производителя:

«_____» _____ 2025 г.

М.П. _____ /Иванидзе Н.В./