

### Технические требования

Программы из пакета "Окулист" устанавливаются на IBM-совместимый компьютер, который должен отвечать следующим требованиям.

Для программы "**Relax!**":

Операционная система – Windows 10/8.1/7/Vista/XP русифицированная.

Оперативная память и свободное место на жестком диске – требования минимальны.

Видеокарта – объем видеопамати не менее 2 Мб.

Наличие свободного USB-порта.

Для программы "**EYE**":

Процессор – от Pentium-166. Оперативная память, свободное место на жестком диске – требования минимальны.

**Внимание: в операционных системах Windows 10/ 8/7/Vista/XP(64bit) программа не работает!**

В виртуальных машинах программа **формально** может работать, но не все цвета на экране будут правильными, и в результате **не будет лечебного эффекта**.

Обязательна внешняя мышь.

1. Операционная система – **Windows XP(32-bit)**.

2. Видеокарта должна иметь объем памяти от 2 Мегабайт и обеспечивать работу полноэкранных приложений в режиме 640\*350, 16 цв.

3. Для эффективного разделения полей зрения пациента требуется монитор с правильной цветопередачей: ЭЛТ-монитор или ЖК-монитор на матрице **PVA/MVA/IPS**. Монитор должен поддерживать режим 640\*350, 16 цв.

4. Для печати выходных данных при работе с картотекой программы **EYE** требуется DOS-совместимый русифицированный принтер.

5. Особенности установки.

Дистрибутив программы **EYE** поставляется **ПОКУПАТЕЛЮ** на флешке или пересылается по электронной почте **после получения уникальных кодов с компьютера конечного пользователя**. Коды выдает служебная программа, предварительно передаваемая **ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ПОКУПАТЕЛЮ**.

Генеральный директор  
ООО "Астроинформ СПЕ"



С.Д. Фоменко